

Che st-A-Peel is niet aan te raden aan vrouwen met een gevoelige huid. Gebruik het product niet op open snijwonden, krassen, enige vorm van huidafwijking of door de zon verbrande huid. We adviseren dat u dit product niet meer dan 8 uur aaneengesloten draagt. Als zich enige irritatie voordoet, raden wij u aan te stoppen met gebruik van het product.



Oudere huid geeft misschien niet dezelfde resultaten als een jonge huid of het effect is misschien niet zo ingrijpend na gebruik, maar verbetering moet zichtbaar zijn. Resultaten zullen variëren. Dit product kan geen ouderdomsplekken verhelpen; hoewel het wel na elk gebruik de huid licht zal vernieuwen.. Chest-A-Peel heeft veel zorg aan het product besteed en een betrouwbaar product op de markt gebracht.

Het gepatenteerde zelfklevende materiaal is succesvol getest op vele huidtypes en vrouwen variërend in leeftijd van 22 tot 62 jaar. Gebruik het niet als uw huid gevoelig is bij bedekking voor langere tijd. Stop het gebruik als het dragen van het foampad hierdoor oncomfortabel wordt. Gebruik de producthandleiding op de achterzijde van de verpakking nauwkeurig en houd uw product schoon!

Omdat het Chest-A-Peel foampad een hygiëne product is, kan het helaas na aankoop niet geretourneerd worden.

Chest-a-Peel
ANTI-RIMPEL HUIDACCESSOIRES

Geproduceerd in de USA
CHEST-A-PEEL, LCC® Alle rechten voorbehouden.
Import en distributie door ProSkin,
Postbus 1108, 3260 AC Oud-Beijerland.
WWW.PROSKIN.NL

WWW.CHESTAPEEL.NL

Chest-a-Peel
ANTI-RIMPEL HUIDACCESSOIRES



Vorkomt en vermindert decolleté en borst rimpels



**DIRECT
RESULTAAT!**


“Hart” Serie

**Nooit meer ontwaken met
ontsierende decolleté rimpels!**

Vrouwen die op hun zij slapen zullen wakker worden met diepe rimpels en plooiën op hun borst/decolleté. Normaal gesproken verdwijnen deze rimpels gedurende de dag, maar na een tijdje zullen de rimpels langzaam aan dieper worden en opvallender worden voor jezelf en anderen. Het Chest-A-Peel hartvormige foampad is de oplossing voor u om dit verschijnsel te voorkomen. U heeft **direct resultaat** en zult versteld staan van de verbluffende resultaten.

Wordt u 's ochtends wakker met rimpels op uw borst en decolleté?

Chest-A-Peel is een medisch getest zelfklevend foampad wat op de borst gedragen wordt tijdens het slapen of uitrusten. Gebruikmakend van een ultra-licht foampad, kan Chest-A-Peel u de rimpelvrije borst/decolleté teruggeven die u eens had. Zo voorkomt u dat bestaande lijnen dieper worden of dat er nieuwe ontstaan wanneer u op uw zij slaapt.



Ondersteuning tijdens de nachtrust voor vrouwen die op hun zij slapen...

VOORKOM DECOLLETÉ RIMPELS!

Chest-a-Peel

Bedek uw hart tijdens de nachtrust om rimpels tegen te gaan!

Plaats het zelfklevende foampad op borst/decolleté voor het slapen gaan of breng voor een paar uur aan tijdens een rustperiode om die ongewenste rimpels weg te werken en het huidoppervlak een meer jeugdige en soepele structuur te geven. Bij herhaald gebruik kunnen de meeste rimpels zo goed als verdwijnen of helemaal nooit meer terug komen. Gebruik van het foampad kan ervoor zorgen dat de rimpels nooit gevormd worden. 's Morgens kunt u ontwaken met een rimpelvrije borst/decolleté ongeacht uw leeftijd!

Wilt u een mooi glad decolleté?

- Bent u zich aan het voorbereiden voor een fotoshoot of video?
 - Draagt u graag een onthullende jurk op formele gelegenheden?
 - Draag gerust uw laag uitgesneden topjes, bikinitopjes, open blouses of kleding voor een speciale avond met uw geliefde.
- Ook te gebruiken na een borstvergroting.

Het 'hart' serie foampad van Chest-A-Peel zit erg comfortabel. Nadat u een aantal weken het product gebruikt heeft zult u nooit meer zonder naar bed willen gaan!

U hoeft geen weken te wachten om te zien of het product werkt; u zult het resultaat de volgende ochtend al zien!


Tips

Gebruik Memory Foam kussens om het gewicht van uw borst te ondersteunen terwijl u op uw zij slaapt. Plaats het tussen uw borsten en trek het dicht onder uw kin. Zorg ervoor dat het comfortabel geplaatst is bovenop de Chest-A-Peel. Dit ondersteunt de bovenliggende borst en de borstspier, ervoor zorgend dat het foampad nog beter op zijn plaats blijft.

Voor het beste resultaat gaat u plat op uw rug in bed liggen zonder BH. Pak de randen van het foampad bij het breedste gedeelte vast, om zo groeven die zich aan de zelfklevende onderkant kunnen bevinden, te verwijderen. Plaats het foampad op de huid, ervoor zorgend dat het midden helemaal contact maakt. Plaats uw vingers op de zijkant en strijk het foampad langzaam glad zodat deze compleet contact maakt met het midden van de borst en decolleté. Druk stevig aan in het midden.



GEBRUIK TIJDENS NACHTRUST



VOOR&NA

Deze afbeeldingen zijn op geen enkele manier bijgewerkt. Schaduwen helpen om de rimpels beter te zien met het blote oog. De 47-jarige vrouw heeft het foampad 7 uur gedragen terwijl zij lag te slapen. De 62-jarige vrouw had dit resultaat na het foampad maar 2 uur gedragen te hebben.



47-jarige vrouw

VOOR

47-jarige vrouw

NA

62-jarige vrouw

VOOR

62-jarige vrouw

NA

W W W . C H E S T A P E E L . N L